

موارد مصرف:

PsiBand یک دستبند ویژه فاقد دارو می باشد که برای از بین بردن موارد زیر مصرف می گردد.

- ۱- حالت تهوع مهبگاهی در زمان حاملگی
- ۲- حالت تهوع ناشی از سندرم پیش از قاعدگی
- ۳- حالت تهوع ناشی از حرکت ماشین ، هواپیما کشتی و غیره.....
- ۴- حالت تهوع ناشی از بیهوشی
- ۵- حالت تهوع ناشی از استرس و اضطراب
- ۶- حالت تهوع بعد از شیمی درمانی
- ۷- حالت تهوع ناشی از عوارض جانبی مصرف داروها



مکانیسم اثر:

PsiBand با استفاده از علم accupressum و فشار روی مچ دست و تحریک نقطه NeiKvan (مرکز حالت تهوع در طب سوزنی) حالت تهوع را در درمان می کند. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که این امر در درمان حالت تهوع نقش مهمی دارد.

برای اینکه پروسه درمان بهتر انجام شود باید به نکات زیر دقت نمود

- ۱- هر دو دستبند باید همزمان بسته شوند.
- ۲- دستبندها باید مانند ساعت و مناسب سایز شخص ، دور دست بسته شده و طوری تنظیم گردند که صفحه دایره ای (دکمه مورد نظر) در سطح داخلی مچ قرار گیرد.
- ۳- برای افزایش یا کاهش فشار روی نقطه NeiKvan باید صفحه را چرخاند.
- ۴- توجه نمایید دستبندها نباید خیلی محکم بسته شوند و به مچ فشار آورند.
- ۵- دستبندها باید تا از بین رفتن کامل حالت تهوع روی مچ ها بسته باشند. تجربه نشان داده است در چنین شرایطی بهتر است دستبندها به مدت ۱۲ ساعت بسته و به مدت ۱۲ ساعت باز باشند و تا از بین رفتن کامل حالت تهوع این امر تکرار گردد.



PsiBands



هر بسته شامل ۲ عدد دستبند است. این دستبندها ضد آب بوده و مکرراً قابلیت استفاده دارند. همچنین قابلیت تنظیم سایز داشته و برای اغلب افراد (کودکان تا بزرگسالان) مناسب میباشند.